

НАБОРЫ ДЛЯ ГАЛАКТОГРАФИИ (ДУКТОГРАФИИ)


GALAK - набор для галактографии (дуктографии)

Набор предназначен для ввода рентгеноконтрастного вещества в протоки молочных желез.

Используется с целью исследования проходимости молочных протоков, диагностики наличия опухолевых новообразований в молочной железе под Рентген-контролем.


В состав набора входят:

1. Шесть тупоконечных дилататоров разных диаметров для поэтапного расширения протоки - 0,25мм, 0,30мм, 0,35мм, 0,45мм, 0,55мм, 0,65мм.
2. Тупоконечная атравматичная канюля для ввода контрастного вещества с коннектором Луер-Лок. Выпускается в двух вариантах – прямая и изогнутая.
3. Шприц объемом 1мл.




Характеристики:

- * тупоконечная канюля прямая или изогнутая
- * два варианта диаметра канюли 24G и 27G
- * коннектор канюли Luer-Lock
- * шесть тупоконечных дилататоров, диаметры: 0,25мм, 0,30мм, 0,35мм, 0,45мм, 0,55мм, 0,65мм
- * шприц 1 см3
- * срок стерилизации - 5 лет



Кат. № GALAK	Размеры канюли (G)	Кол-во штук в упаковке
GALAK 2420	24	10
GALAK 2720	27	10



GALAD - набор для галактографии (дуктографии)

Набор предназначен для ввода рентгеноконтрастного вещества в протоки молочных желез.

Используется с целью исследования проходимости молочных протоков, диагностики наличия опухолевых новообразований в молочной железе, осуществляемого под Рентген-контролем.

В состав которого входят:

1. Два тупоконечных дилататора разных диаметров для поэтапного расширения протоки.
2. Тупоконечная атравматичная канюля для ввода контрастного вещества. Выпускается в двух вариантах – прямая и изогнутая.
3. Соединительная трубка длиной 200мм, коннектором Луер-Лок и винтовой заглушкой .

На заказ возможно изготовление набора GALA, в состав которого входят:

1. Тупоконечная атравматичная канюля для ввода контрастного вещества. Выпускается в двух вариантах – прямая и изогнутая.
2. Соединительная трубка длиной 200мм, коннектором Луер-Лок и винтовой заглушкой .

Кат. №
GALAD

Размеры
канюли (G)

Кол-во штук
в упаковке

GALAD 2720 27 10




Кат. №
GALA

Размеры
канюли (G)

Кол-во штук
в упаковке

GALA 2720 27 10



Характеристики:

- * тупоконечная канюля прямая или изогнутая
- * соединительная трубка, длина 200 мм, диаметры: внешний 1,25 мм, внутренний 0,75 мм
- * коннектор соединительной трубки Luer-Lock
- * заглушка коннектора с внутренней резьбой
- * два тупоконечных дилататора, диаметры: 0,25 мм, 0,30 мм (отсутствуют в наборе GALA)
- * срок стерилизации - 5 лет